

检验医学科-检验项目手册

一级菜单	二级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
急诊检验	急诊临检	1	血常规分析	电阻抗法、激光法、比色法	静脉血2ml	紫色帽管	30min (需显微镜复检的标本: 1h)	对感染、炎症、溶血系统疾病、贫血、出血性疾病、肝脾病等疾病的辅助诊断、监测治疗。	抽血后立即颠倒混匀5-8次送检。请不要在输液的同一侧抽血。
		2	超敏C反应蛋白测定(hs-CRP、CRP)	免疫荧光干式定量法	静脉血2ml	紫色帽管	30min	对心脑血管疾病的诊治、感染及多种结缔组织病的鉴别有重要意义。	
		3	血型鉴定组合	微柱凝集法	静脉血2ml	紫色帽管	30min	为输血、器官移植、溶血性疾病鉴别及亲子鉴定等提供依据。	
		4	血型鉴定组合(朝阳门诊)	平板法	静脉血2ml	紫色帽管	1h	为输血、器官移植、溶血性疾病鉴别及亲子鉴定等提供依据。	
		5	凝血四项(PT、APTT、FIB、TT)	凝固法	静脉血1.8ml, 抽血至2.1ml刻度线	蓝色帽管	90min (朝阳门诊: 4h)	术前出、止血功能常规筛查与评价。	
		6	凝血六项(PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP)	凝固法、免疫比浊法	静脉血1.8ml, 抽血至2.1ml刻度线	蓝色帽管		术前出、止血功能常规进一步检测, 溶栓治疗疗效监测。	
		7	纤溶两项(D-Dimer, FDP)	免疫比浊法	静脉血1.8ml, 抽血至2.2ml刻度线	蓝色帽管		溶栓治疗疗效监测、预防并发症监测。综合评估纤溶状态。	
急诊检验	急诊临检	8	尿常规+有形成分分析	试带法+尿沉渣仪器法	中段尿10ml	尿管	30min	对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病等疾病的辅助诊断与疗效观察, 对安全用药进行监护以及评估健康状态。	留取中段尿(最好为晨尿), 0.5h内送检。
		9	尿妊娠试验(金标法)(U-HCG)	金标法	尿液10ml	尿管		用于早期妊娠诊断, 对与妊娠相关疾病、滋养细胞肿瘤等疾病的诊断、鉴别和病情观察。	
		10	粪便常规+隐血试验	显微镜检查+金标法	粪便5g	粪便采集器		用于消化道炎症、出血、寄生虫感染、恶性肿瘤等辅助诊断。	多点取样, 尽量选取带粘液、血液样品, 在1h内送检。
		11	血液疟原虫检查(Mpla)	显微镜法	静脉血2ml	紫色帽管	2h	为疟原虫的感染的诊断和鉴别诊断提供依据。	
		12	流感病毒A+B抗原检测(金标法)	胶体金法	鼻咽分泌物	无菌拭子	1h	辅助诊断流感。	
急诊检验	急诊生化	1	●生化1组(干化学法)	干化学法	静脉血3ml	黄色帽管	2h	了解人体心脏、肾脏、肝脏等重要器官的生化指标, 初步判断各器官的病变情况。	
		2	●肝功8项(TP ALB TBIL DBIL IB ALT ALP GGT, 干化学法)	干化学法	静脉血3ml	黄色帽管		评价肝功能状态, 鉴别诊断肝脏及胆道系统疾病。	
		3	●肾功5项(CREA UREA UA TCO2 GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血3ml	黄色帽管		辅助诊断肾脏和泌尿道疾病, 观察病程变化和治疗效果。	
		4	●血葡萄糖测定(GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		了解机体糖代谢能力, 诊断糖尿病, 糖尿病疗程监测。	
		5	●餐后血葡萄糖测定(GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		了解机体正常饮食后糖代谢能力。	
		6	●电解质6项(K Na Cl Ca P Mg, 干化学法)	干化学法	静脉血3ml	黄色帽管		判断机体体液电解质的平衡状态及了解钙、磷、镁等重要离子的水平。	
		7	●电解质3项(K Na Cl, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管	2h	判断机体体液电解质的平衡状态。	
		8	心脏标志物3项(Myo cTnI NT-proBNP)	酶联免疫荧光法	静脉血3ml	黄色帽管		辅助诊断心肌梗塞及急慢性心力衰竭。	
		9	降钙素原测定(PCT)	酶联免疫荧光法	静脉血3ml	黄色帽管		辅助诊断脓毒症, 系统性细菌感染早期诊断。	
		10	●心肌酶谱(CK CKMB AST LDH, 干化学法)	干化学法	静脉血3ml	黄色帽管		用于急性心肌损伤的辅助诊断, 反映心肌细胞受损程度。	
急诊检验	急诊生化	11	肌钙蛋白I测定(cTnI)	酶联免疫荧光法	静脉血3ml	黄色帽管	2h	辅助诊断心肌梗塞, 评估溶栓治疗效果和评估坏死程度。	
		12	B型钠尿肽前体测定(NT-proBNP)	酶联免疫荧光法	静脉血3ml	黄色帽管		辅助诊断急慢性心力衰竭。	
		13	血气分析	电极法	动脉血2ml	肝素抗凝注射器		判断机体是否存在酸碱平衡失调以及缺氧程度的判断。	需注明患者体温、吸氧浓度。
		14	●血氨测定(AMON, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	绿色帽管	2h	增高: 肝性脑病, 肝硬化后期的肝昏迷, 肝衰竭, 急性和亚急性肝坏死。饮食中蛋白质摄入过多也可造成血氨过高。	
		15	●血乳酸测定(LAC, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	绿色帽管		预测和监控循环衰竭、中毒病例, 评估不明原因的代谢性酸中毒。	
		16	●胆红素3项(TBIL DB IB, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		用于黄疸有无、严重程度及黄疸类型的判断及治疗监控。	
		17	●转氨酶2项(ALT AST, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		转氨酶的水平升高提示有心肌、肝脏等器官损伤, 用于肝胆疾病的初步筛查。	
		18	●胰腺炎2项(LIPA AMY, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。	
急诊检验	急诊生化	19	●血淀粉酶测定(AMY, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管	2h	辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。	
		20	●尿淀粉酶测定(U-AMY, 干化学法)	干化学法	随机尿5ml	尿管		辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。	
		21	●血脂4项(CHOL TG HDL-C LDL-C, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		包括血脂水平的4个基本指标, 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断、预防和治疗。	TG>4.52 mmol/L时, LDL-C结果仅供参考
		22	●血钙测定(Ca, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管	2h	早期发现和鉴别钙磷代谢紊乱、甲状腺疾病, 亦可用于骨骼、肾脏及内分泌系统疾病的辅助诊断和疗效监测。	
		23	●胆碱脂酶测定(CHE, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		降低: 有机磷中毒, 严重消耗性疾病, 肝实质性疾病。	
		24	●血尿酸测定(UA, 干化学法)	干化学法	静脉血2ml	黄色帽管		增高见于痛风、肾脏疾病。	
		1	登革病毒IgM抗原测定	胶体金法	静脉血2ml	桔黄色帽管	2h	适用于登革病毒感染的早期辅助诊断和筛查。	
急诊检验	急诊免疫	2	登革病毒抗体(IgG+IgM)测定	胶体金法	静脉血2ml	桔黄色帽管		适用于登革病毒感染的辅助诊断和筛查, 以及初次感染和二次感染的鉴别。	
		3	人免疫缺陷病毒抗体定性测定(HIV-Ab)	胶体金法	静脉血4ml	桔黄色帽管		艾滋病的初筛。	
		4	毒品测定(吗啡 冰毒 摆头丸)	胶体金法	随机尿10ml	尿管		毒品的监测及鉴定。	

检验医学科-检验项目手册

检验医学科-检验项目手册									
一级菜单	二级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
临检血液	血细胞与血型	1	血常规分析	电阻抗法、激光法、比色法	静脉血 2ml	紫色帽管	门急诊:30min 普通:1个工作日	对感染、炎症、溶血系统疾病、贫血、出血性疾病、肝脾病等疾病进行辅助诊断、治疗监测。	抽血后立即颠倒混匀5-8次送检。请不要在输液的同一侧抽血。
		2	超敏C反应蛋白测定 (hs-CRP、CRP)	免疫荧光干式定量法	静脉血 2ml	紫色帽管		对心脑血管疾病的诊治、感染及多种结缔组织病的鉴别有重要意义。	
		3	血型鉴定组合	微柱凝集法	静脉血 2ml	紫色帽管	急诊:1h 门诊:90min 普通:1个工作日	为输血、器官移植、溶血性疾病鉴别及亲子鉴定等提供依据。	
			血型鉴定组合(急查)	微柱凝集法	静脉血 2ml	紫色帽管		仅限院本部申请急诊血型。	
		4	网织红细胞计数(仪器法)	仪器法	静脉血 2ml	紫色帽管	门急诊:1h 普通:1个工作日	反映骨髓红细胞系统造血功能。	
		5	异常白细胞形态检测	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管		有助于急慢性白血病诊断、鉴别诊断及治疗后缓解状况的观察,了解感染程度,提示各种血液相关性疾病,对白细胞异常疾病的诊断和疗效观察有重	
		6	异常红细胞形态检测	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管	门急诊:2h 普通:1个工作日	有助于各种贫血、红细胞增多症和红细胞形态异常疾病的诊断和鉴别诊断。	
临检血液	凝血	1	凝血四项(PT、APTT、FIB、TT)	凝固法		蓝色帽管	术前出、止血功能常规筛查与评价。 是交联纤维蛋白降解中的一个特异性产物,在深静脉血栓、DIC、重症肝炎、肺栓塞等疾病中升高,也可作为溶栓治疗有效的观察指标。		
		2	血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)	免疫比浊法		蓝色帽管			
		3	凝血六项(PT、APTT、FIB、TT、D-Dimer、FDP)	凝固法、免疫比浊法		蓝色帽管		术前出、止血功能常规进一步检测,溶栓治疗疗效监测。	
		4	血浆凝血酶原时间测定(PT)	凝固法		蓝色帽管		外源性凝血因子的筛查。升高见于VIIIX因子缺乏,如DIC、原发性纤溶亢进等;减低见于先天性V因子增多、DIC早期(高凝状态)口服避孕药等。	
		5	活化部分凝血活酶时间测定(APTT)	凝固法		蓝色帽管		内源性凝血因子的筛查。升高见于VIIIX因子的缺乏;减低见于DIC、血栓前状态及血栓性疾病。	
		6	纤维蛋白降解产物测定(FDP)	免疫比浊法		蓝色帽管		增高见于纤溶亢进或DIC早期。	
		7	纤溶两项(D-Dimer, FDP)	免疫比浊法		蓝色帽管		溶栓治疗疗效监测、预防并发症监测。综合评估纤溶状态。	
		8	狼疮抗凝物检测	凝固法		蓝色帽管	每周一、四检测, 8:00前收到标本, 12:00出报告	不明原因的习惯性流产、死胎、胎儿发育迟滞、动静脉血栓、各种易栓症、自身免疫性疾病危险信号。	
		9	血浆蛋白C活性检测	发色底物法		蓝色帽管		PC降低的疾病:妊娠合并血栓性疾病的妊娠合并血栓性血小板减少性紫癜。	
		10	血浆蛋白S活性检测	凝固法		蓝色帽管		PS减低的疾病:严重的深静脉血栓、肝脏疾病、皮肢血栓性坏死性静脉炎、妊娠、SLE、肾病综合症及口服香豆素类抗凝药。	
		11	血浆抗凝血酶III活性	发色底物法		蓝色帽管		A、遗传性抗凝血酶III缺乏症,肝脏疾病导致肝功能下降,血浆中的抗凝血酶III合成减少致其活性降低;B、血栓性疾病抗凝血酶III消耗增多,导致其活性降低;C、肾病综合症病人抗凝血酶III丢失过多导致其活性降低。	
		12	易栓症检测(AT-III, PC, PS)	发色底物法、凝固法		蓝色帽管		检测由于抗凝蛋白的遗传性或获得性缺陷而导致容易发生血栓塞的疾病或状态。	
		13	优生优育凝血组合(AT-III, PC, ES, LA)	发色底物法、凝固法		蓝色帽管		常用于检测APTT不明原因延长反复流产、不孕、抗磷脂综合征。辅助筛查血栓前状态与复发性流产。	
		14	血浆VII因子活性测定	凝固法		蓝色帽管		降低见于先天性VII因子缺乏,肝脏疾病, DIC, 口服抗凝剂,维生素K缺乏等。	
		15	血浆IV因子活性测定	凝固法		蓝色帽管		降低见于血友病A,其次见于WD和DIC。	
		16	血浆IX因子活性测定	凝固法		蓝色帽管		降低见于血友病B,其次见于肝脏疾病,维生素K缺乏病,DIC,口服抗凝剂和存在抗F IX抗体等。	
		17	血浆凝血因子活性测定(F VII, F VIII, F IX)	凝固法		蓝色帽管		血友病确诊试验,部分凝血因子缺乏筛查。	
临检血液	其他检查	1	红细胞沉降率测定(ESR)	仪器法	静脉血 1.6ml, 抽血至2.0ml, 两条刻度线之间。	黑色帽管	门诊:1h 普通:1个工作日	增快见于急性炎症、结缔组织病、风湿病活动期、组织严重破坏、贫血、恶性肿瘤、严重贫血、高球蛋白和异常球蛋白症等;减慢见于红细胞增多症。	清晨空腹抽血,立即颠倒混匀5-8次送检。仅在8:00-17:00接收样本,请合理安排采血时间。
		2	血清骨型碱性磷酸酶测定(BALP)	干化学和免疫浓缩技术测定法	静脉血 2ml	红色帽管		为代谢性骨病及有关疾病提供诊断检查手段。	
		3	红细胞渗透脆性试验	一管法	静脉血 2ml	蓝色帽管	14:30前收到标本, 当天17:00出报告	增加见于遗传性球形红细胞增多症。自身免疫性溶血性贫血和遗传性椭圆形细胞增多症。减低见于缺铁性贫血、海洋性贫血以及阻塞性黄疸等。	抽血后立即颠倒混匀5-8次送检。请勿在输液的同一侧抽取样品。
		4	血液疟原虫检查(Mpla)	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管		为疟原虫感染的诊断和鉴别诊断提供依据。	在发热时抽血,立即混匀送检。
		5	血液微丝蚴检查	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管		为丝虫病诊断及分型提供依据。	22:00-2:00抽血,立即混匀送检。
		6	红斑狼疮细胞检查(LEC)	显微镜检查	静脉血 3ml	红色帽管		多见于系统性红斑狼疮,其活动期缓解期阳性率高。风湿、类风湿性关节炎、结节性动脉炎、硬皮病及皮肌炎等有时也可见。	清晨抽血后立即送检。
		7	血浆抗凝血酶III活性	发色底物法	静脉血 2ml	紫色帽管		对感染、炎症、溶血系统疾病、贫血、出血性疾病、肝脾病等疾病进行辅助诊断、治疗监测。	抽血后立即颠倒混匀5-8次送检。请不要在输液的同一侧抽血。
临检血液	血细胞与血型(朝阳门诊)	1	血常规分析	电阻抗法、激光法、比色法	静脉血 2ml	紫色帽管	急诊:30min 普通: 1h		
		2	超敏C反应蛋白测定(hs-CRP、CRP)	免疫荧光干式定量法	静脉血 2ml	紫色帽管		对心脑血管疾病的诊治、感染及多种结缔组织病的鉴别有重要意义。	
		3	血型鉴定组合(朝阳门诊)	平板法	静脉血 2ml	紫色帽管	30min	为输血、器官移植、溶血性疾病鉴别及亲子鉴定等提供依据。	抽血后立即颠倒混匀5-8次送检。请不要在输液的同一侧抽血。
		4	异常白细胞形态检测	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管	2h	有助于急慢性白血病诊断、鉴别诊断及治疗后缓解状况的观察,了解感染程度,提示各种血液相关性疾病,对白细胞异常疾病的诊断和疗效观察有重要意义。	
		5	异常红细胞形态检测	显微镜检查	静脉血 2ml	紫色帽管		有助于各种贫血、红细胞增多症和红细胞形态异常疾病的诊断和鉴别诊断。	
临检体液	粪便/尿液检查	1	粪便常规+隐血试验	显微镜检查+金标法	粪便5g	粪便采集器	急诊:30min 普通:1个工作日	用于消化道炎症、出血进行辅助诊断。	多点取样,尽量选取带粘液、血液样品,在1h内送检。
		2	粪便隐血试验(OB)	金标法	粪便5g	粪便采集器		检验消化道有无出血。	
		3	虫卵镜检	显微镜检查	粪便5g	粪便采集器	急诊:1h 普通:1个工作日	检验消化道有无寄生虫感染。	
		4	寄生虫镜检	显微镜检查	粪便5g	洁净容器		检验有无寄生虫感染。	
		5	粪便乳糖不耐受测定	改良斑氏试剂法	粪便5g	粪便采集器	14:30前收到标本, 当天17:00出报告	判断有无乳糖不耐受。	最少留取5g标本量,约3颗黄豆大小。
		6	尿常规+有形成分分析	试带法+尿沉渣仪器法	中段尿 10ml	尿管		对泌尿系统疾病、肝胆疾病、糖尿病等疾病进行辅助诊断与疗效观察,对营养与药物治疗进行监护以及评估健康状态。	留取中段尿(最好为晨尿),0.5h内送检。
		7	尿妊娠试验(金标法)(U-HCG)	金标法	尿液 10ml	尿管		用于早期妊娠诊断,对妊娠相关疾病、滋养细胞瘤等疾病的诊断、鉴别和病情观察。	
		8	一小时尿沉渣计数	显微镜检查	留取3h尿液,记尿液总量,取10ml尿液	尿管	门诊:2h 普通:1个工作日	为诊断各种肾炎及泌尿系感染传统的、常用的尿细胞学检查方法。	留3h尿液,记尿液总量,取10ml送检。
		9	尿红细胞位相	显微镜检查	中段尿 10ml	尿管		对尿液中出现的红细胞形态学检查,判断血尿的来源。	留取中段尿(最好为晨尿),0.5h内送检。
		10	阴道分泌物检测(常规+六联)	显微镜检查	阴道分泌物	洁净试纸,1支棉拭子	急诊:30min 普通:1个工作日	检验阴道的清洁度以及念珠菌和阴道滴虫、白细胞,用于阴道炎的诊断和鉴别诊断。	
		11	阴道炎六联检(六联)	仪器法	阴道分泌物	洁净试纸,1支棉拭子		全面评价阴道微生态情况,有利于准确诊断各种单纯性阴道感染,并及时发现各种混合性阴道感染。	
		12	阴道炎六联检(六联)	显微镜检查	阴道分泌物	洁净试纸,1支棉拭子		用于阴道炎的辅助检查。	
临检体液	阴道分泌物/精液检查	3	精液质量分析	计算机辅助精液分析仪+显微镜计数+多种方法学原理	精液	痰杯/无菌杯	2h	评价男性生育功能,为不育症的诊断和疗效观察提供依据。	取样后立即送检。
		4	精子形态分析	显微镜检查	精液	痰杯/无菌杯		评估精子正常形态比例、畸形精子指数、精子畸形指数。	
		1	脑脊液常规检查	显微镜计数+多种方法学原理	脑脊液 2ml	无菌管	急诊:2h 普通:1个工作日	对脑部感染,出血进行辅助诊断。	取样后0.5h内送检。
		2	胸水常规检查	显微镜计数+多种方法学原理	胸水 2ml	无菌管		鉴别胸腔积液的性质、疾病的良恶性及感染情况。	
		3	腹水常规检查	显微镜计数+多种方法学原理	腹水 2ml	无菌管		鉴别腹腔积液的性质、疾病的良恶性及感染情况。	
		4	心包液常规检查	显微镜计数+多种方法学原理	心包液 2ml	无菌管		鉴别心包腔积液的性质、疾病的良恶性及感染情况。	
		5	关节液常规检查	显微镜计数+多种方法学原理	关节液 2ml	无菌管		鉴别关节腔积液的性质、疾病的良恶性及感染情况。	
临检体液	其它检查(朝阳门诊)	6	前列腺液常规	显微镜检查	前列腺液	玻片	急诊:30min 普通:1个工作日	前列腺炎的诊断,前列腺相关疾病检查。	取样后立即送检。
		7	隐血试验(各种分泌物)	金标法	留标本适量	痰杯/无菌杯		检验有无出血。	取样后0.5h内送检。
		1	皮损取材检查	显微镜检查	病灶取材	洁净玻片	30min	检验病灶部位是否有(阴虱、疥虫、真菌)感染。	在病灶部位取适量于洁净玻片送检。
		2	皮损阴虱检查	显微镜检查	病灶取材	洁净玻片		检验病灶部位是否有(阴虱、疥虫、真菌)感染。	
		3	皮损取材检查	显微镜检查	病灶取材	洁净玻片		检验病灶部位是否有(阴虱、疥虫、真菌)感染。	
		4	特殊细菌涂片检查	显微镜检查	病灶取材	洁净玻片		检验病灶部位是否有单一革兰氏染色特征的细菌。	病灶部位避免用药。
		5	真菌涂片直接镜检	显微镜检查	病灶取材	洁净玻片		检验病灶部位是否有真菌菌丝。	
临检体液									

检验医学科-检验项目手册

一级菜单	二级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用		备注
生化检验	干化学检验	1	●生化1组(干化学法)	干化学法	静脉血 3ml	黄色帽管	2h	了解人体心脏、肾脏、肝脏等重要器官的生化指标，初步判断各器官的病变情况。		
		2	●肝功8项(TP ALB TBIL DBIL IB ALT ALP GGT, 干化学法)	干化学法	静脉血 3ml	黄色帽管		评价肝功能状态，鉴别诊断肝脏及胆道系统疾病。		
		3	●肾功5项(CREA UREA UA TCO2 GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血 3ml	黄色帽管		辅助诊断肾脏和泌尿道疾病，观察病程变化和治疗效果。		
		4	●血葡萄糖测定(GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		了解机体糖代谢能力，诊断糖尿病，糖尿病疗程监测。		
		5	●餐后血葡萄糖测定(GLU, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		了解机体正常饮食后糖代谢能力。		
		6	●电解质6项(K Na Cl Ca P Mg, 干化学法)	干化学法	静脉血 3ml	黄色帽管		判断机体体液电解质的平衡状态及了解钙、磷、镁等重要离子的水平。		
		7	●电解质3项(K Na Cl, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		判断机体体液电解质的平衡状态。		
		8	●心肌酶谱(CK CKMB AST LDH, 干化学法)	干化学法	静脉血 3ml	黄色帽管		用于急性心肌损伤的辅助诊断，反映心肌细胞受损程度。		
		9	●血氨测定(AMON, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	绿色帽管		增高：肝性脑病，肝硬化后期的肝昏迷，肝衰竭，急性和亚急性肝坏死。饮食中蛋白质摄入过多也可造成血氨过高。		
生化检验	干化学检验	10	●血乳酸测定(LAC, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	绿色帽管	2h	预测和监控循环衰竭、中毒病例，评估不明原因的代谢性酸中毒。		
		11	●胆红素3项(TBIL DB IB, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		用于黄疸有无、严重程度及黄疸类型的判断及治疗监控。		
		12	●转氨酶2项(ALT AST, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		转氨酶的水平升高提示有心肌、肝脏等器官损伤，用于肝胆疾病的初步筛查。		
		13	●胰腺炎2项(LIPA AMY, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。		
		14	●血淀粉酶测定(AMY, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。		
		15	●尿淀粉酶测定(U-AMY, 干化学法)	干化学法	随机尿 5ml	尿管		辅助诊断急性胰腺炎及评估治疗效果。		
		16	●血脂4项(CHOL TG HDL-C LDL-C, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		包括血脂水平的4个基本指标，用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断、预防和治疗。	TG>4.52 mmol/L时 结果仅供	
		17	●血钙测定(Ca, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		早期发现和鉴别钙磷代谢紊乱、甲状腺疾病，亦可用于骨骼、肾脏及内分泌系统疾病的辅助诊断和疗效监测。		
		18	●胆碱酯酶测定(CHE, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		降低：有机磷中毒，严重消耗性疾病，肝实质性疾病。		
		19	●血尿酸测定(UA, 干化学法)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		增高见于痛风、肾脏疾病。		
生化检验	肝、肾功能/无机离子		●腹水淀粉酶测定(P-AMY, 干化学法)	干化学法	腹水 2ml	黄色帽管	15:00前收到标本, 当天16:30出报告	鉴别腹腔积液的类型。		
			●腹水胆红素测定(P-AMY, 干化学法)	干化学法	腹水 2ml	黄色帽管		鉴别腹腔积液的类型。		
		1	肝功8项(TP ALB TBIL DBIL ALT AST GGT ALP)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		评价肝功能状态，鉴别诊断肝脏及胆道系统疾病。		
		2	肝功6项(AFU ADA TBA CHE PA CP)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		用于肝脏、胆道系统的慢性疾病的诊断及鉴别诊断。		
		3	转氨酶2项(ALT AST)	速率法	静脉血 2ml	黄色帽管		转氨酶的水平升高提示有心脏、肝脏等器官损伤，用于肝胆疾病的初步筛查。		
		4	胆红素3项(TBIL DBIL IB)	钒酸盐法	静脉血 2ml	黄色帽管		用于黄疸有无、严重程度及黄疸类型的判断及治疗监控。		
		5	肾功7项(CREA UREA UA RBP CysC β2-MG TCO2)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		评估肾脏功能(包括肾小管及肾小球功能)，辅助诊断肾脏和泌尿道疾病，观察病程变化和治疗效果。		
		6	肾功5项(CREA UREA UA CysC TCO2)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		评估肾脏功能及肾小球滤过功能，辅助诊断肾脏和泌尿道疾病，观察病程变化和治疗效果。		
		7	血尿酸测定(UA)	尿酸酶法	静脉血 2ml	黄色帽管		增高见于痛风、肾脏疾病。		
生化检验	肝、肾功能/无机离子	8	电解质6项(K Na Cl Ca P Mg)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管	15:00前收到标本, 当天16:30出报告	判断机体电解质的平衡状态及了解钙、磷、镁等重要离子的水平。		
		9	电解质3项(K Na Cl)	电极法	静脉血 2ml	黄色帽管		判断机体电解质的平衡状态。		
		10	血钙测定(Ca)	偶氮胂法	静脉血 2ml	黄色帽管		早期发现和鉴别钙磷代谢紊乱、甲状腺旁腺疾病，亦可用于骨骼、肾脏及内分泌系统疾病的辅助诊断和疗效监测。		
		11	铁代谢2项(Fe TIBC)	比色法	静脉血 2ml	黄色帽管		机体铁代谢状态的初步筛查。		
		12	血清总胆汁酸测定(TBA)	循环酶法	静脉血 2ml	黄色帽管		反映肝脏病变及胆管疾病的灵敏指标，辅助诊断急慢性肝炎、肝癌、肝硬化及孕期胆汁淤积症。		
		13	血肌酐测定(CREA)	肌氨酸氧化酶法	静脉血 2ml	黄色帽管		反映肾小球滤过率，升高可见于急性肾小球肾炎、慢性肾功能不全等疾病。		
		14	肉生肌酐清除率试验	肌氨酸氧化酶法	24小时尿液 5ml / 静脉血 2ml	尿管/黄色帽管		反映肾小球滤过功能的敏感指标。		
		15	尿液白蛋白肌酐比值测定	涉及多种方法学原理	随机尿 5ml	尿管		反映肾小球的损伤情况，用于肾病的辅助诊断和病情监测。		
		16	尿微量白蛋白测定	免疫比浊法	中段尿 5ml	尿管		尿液白蛋白升高发生于肾病早期，可早期发现高血压、系统性红斑狼疮等肾脏的缓慢病变及预防糖尿病肾脏的并发症。		
生化检验	肝、肾功能/无机离子	17	尿β2-微球蛋白测定(U-β2-MG)	免疫比浊法	24小时尿液 5ml	尿管	15:00前收到标本, 当天16:30出报告	反映肾小管重吸收功能的敏感指标，诊断及鉴别诊断肾小管性蛋白尿。		
		18	24H尿蛋白定量测定(U-TP)	邻苯三酚红钼法	24小时尿液 5ml	尿管		增高见于肾脏疾病、肾循环障碍或感染、肾移植、功能蛋白尿等。		
		19	24H尿钾测定(U-K)	电极法	24小时尿液 5ml	尿管		定量评估肾脏对钾离子的排泄与重吸收。		
		20	24H尿钠测定(U-Na)	电极法	24小时尿液 5ml	尿管		定量评估肾脏对钠离子的排泄与重吸收。		
		21	24H尿钙测定(U-Ca)	比色法	24小时尿液 5ml	尿管		定量评估肾脏对钙离子的排泄与重吸收。		
			24H尿磷测定(U-P)	比色法	24小时尿液 5ml	尿管		定量评估肾脏对磷离子的排泄与重吸收。		
			血透肾功(CERA UREA UA TCO2)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		血透专用		
		1	血脂8项(CHOL TG HDL-C LDL-C ApoA1 ApoB ApoE LpA)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		了解机体各类脂类水平，用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断、预防和治疗。		
		2	血脂4项(CHOL TG HDL-C LDL-C)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		包括血脂测定的4个基本指标，用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病的诊断、预防和治疗。		
生化检验	脂、糖代谢/心功能	3	血葡萄糖测定(GLU)	氧化酶法	静脉血 2ml	黄色帽管	15:00前收到标本, 当天16:30出报告	了解机体糖代谢能力，诊断糖尿病，糖尿病疗程监测。		
		4	糖化血红蛋白测定(HbA1c)	HPLC法	静脉血 2ml	紫色帽管		反映机体2个月内血糖平均水平，用于糖尿病疗程的观察。		
		5	心功6项(CK CKMB LDH HBDH IMA ACE)	涉及多种方法学原理	静脉血 3ml	黄色帽管		用于急性心肌损伤的辅助诊断，反映心肌细胞受损程度及心肌缺血情况。		
		6	同型半胱氨酸测定(HCY)	循环酶法	静脉血 2ml	黄色帽管		冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的独立危险程度指标。		
		7	心肌酶谱(AST CK CKMB LDH HBDH)	速率法	静脉血 3ml	黄色帽管		用于急性心肌损伤的辅助诊断，反映心肌细胞受损程度。		
		8	心脏标志物3项(Myo cTnI NT-proBNP)	酶联免疫荧光法	静脉血 3ml	黄色帽管		辅助诊断心肌梗塞及急慢性心力衰竭。		
		9	肌红蛋白测定(Myo)	酶联免疫荧光法	静脉血 3ml	黄色帽管		急性心肌梗死早期灵敏指标，肌红蛋白阴性有助于排除心梗。		
		10	肌钙蛋白I测定(cTnI)	酶联免疫荧光法	静脉血 3ml	黄色帽管		辅助诊断心肌梗塞，评估溶栓治疗效果和评估坏死程度。		
		11	糖耐量试验(空腹)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		检查人体血糖调节功能，适用糖尿病症状不明显的患者。糖尿病、肾性血糖、内分泌疾病及急性肝炎可引起糖耐量试验结果异常。		
生化检验	脂、糖代谢/心功能	12	糖耐量试验(0.5H)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管	2h	同“糖耐量试验(空腹)”。		
		13	糖耐量试验(1H)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		同“糖耐量试验(空腹)”。		
		14	糖耐量试验(2H)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		同“糖耐量试验(空腹)”。		
		15	糖耐量试验(3H)	干化学法	静脉血 2ml	黄色帽管		同“糖耐量试验(空腹)”。		
		1	风湿2项(ASO RF)	免疫比浊法	静脉血 3ml	黄色帽管		辅助诊断类风湿关节炎及溶血性链球菌感染。		
		2	体液免疫5项(IgG IgA IgM C3 C4)	免疫比浊法	静脉血 3ml	黄色帽管		了解人体免疫球蛋白及补体水平，辅助诊断类风湿关节炎、SLE、免疫低下、肾小球肾炎、免疫复合物引起的疾病等。		
		3	葡萄糖6-磷酸脱氢酶测定(比值法)	比值法	静脉血 3ml	绿色帽管		辅助诊断G-6-PD缺乏症。		
生化检验	其它	4	类风湿因子测定(RF)	免疫比浊法	静脉血 2ml	黄色帽管	15:00前收到标本, 当天16			

检验医学科-检验项目手册

一级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
定性免疫 感染免疫	1	乙肝两对半定性测定(HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb)	ELISA	静脉血 4ml	桔黄色帽管	每周一至周五 检测，9:00前 收到标本， 16:30出报告	辅助诊断乙型肝炎及疫苗注射后效果监测。	节假日停检
	2	乙肝三对定性测定(HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb HBc-IgM)	ELISA	静脉血 4ml	桔黄色帽管		辅助诊断乙型肝炎，并对乙肝治疗后效果进行判定及疫苗注射后效果监测。	节假日停检
	3	乙型肝炎表面抗原定性测定(HBsAg)	ELISA	静脉血 2ml	桔黄色帽管		辅助诊断乙型肝炎。	节假日停检
	4	HIV抗体定性测定(HIV-Ab)	ELISA	静脉血 4ml	桔黄色帽管	每周一至周五 检测，8:00前 收到标本， 16:30出报告	艾滋病的初筛。	节假日停检
	5	快速血浆反应素试验(RPR)	凝集法	静脉血 2ml	桔黄色帽管	14:00前收到标 本，当天16:30 出报告	检测患者血清中有无抗类脂质抗原的反应素，用于梅毒诊断的筛选和流行病学调查。	
	6	梅毒血清滴度试验	凝集法	静脉血 2ml	桔黄色帽管		梅毒治疗监测指标。	
	7	肺炎支原体血清学试验	被动凝集法	静脉血 2ml	桔黄色帽管	11:30前收到标 本，当天16:30 出报告	辅助诊断肺炎支原体感染。	
	8	登革病毒NS1抗原测定	胶体金法	静脉血 2ml	桔黄色帽管	2h	适用于登革病毒感染的早期辅助诊断和筛查。	
	9	登革病毒抗体(IgG+IgM)测定	胶体金法	静脉血 2ml	桔黄色帽管	2h	适用于登革病毒感染的辅助诊断和筛查，以及初次感染和二次感染的鉴别。	
	10	EB病毒衣壳抗原IgA抗体测定	ELISA	静脉血 2ml	桔黄色帽管	每周一、四检 测，8:00前收 到标本，16:30 出报告	辅助诊断EB病毒感染。	
	11	幽门螺杆菌抗体测定	胶体金法	静脉血 2ml	桔黄色帽管	14:00前收到标 本，当天16:30 出报告	辅助诊断由HP引起慢性胃炎、十二指肠溃疡等消化道疾病。	
	12	结核分枝杆菌抗体测定	胶体金法	静脉血 2ml	桔黄色帽管		结核病的辅助诊断。	
	13	肥达氏反应	凝集法	静脉血 4ml	桔黄色帽管	14:00前收到标 本，第3个工作 日出报告	主要用于伤寒、副伤寒的辅助诊断。	
	14	外斐氏反应	凝集法	静脉血 4ml	桔黄色帽管		主要用于立克次体感染的辅助诊断。	
	15	免费孕产检(乙肝两对半HIV-Ab TPPA)	ELISA/被动凝集法	静脉血 4ml	桔黄色帽管	每周一至周五 检测，8:00前 收到标本， 16:30出报告	用于乙型肝炎、梅毒及艾滋病的筛查。	节假日停检
定性免疫 体检项目	1	抗核抗体谱14项(JO-1 SM SSA SSB SCL-70 ds-DNA Ro-52 PM-Scl CENP-B PCNA AnuA AHA ARPA/Rib-P AMA-M2 nRNP/Sm)	印迹法	静脉血 4ml	黄色帽分离胶促凝管	每周一、四检 测，8:00前收 到标本，16:30 出报告	自身免疫性疾病的筛查及辅助诊断。	
	1	体检肿瘤筛查两项定性测定(AFP CEA)	ELISA	静脉血 2ml	桔黄色帽管	每周一、四检 测，8:00前收 到标本，16:30 出报告	肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
	2	丙型肝炎病毒抗体定性测定(HCV-Ab)	ELISA	静脉血 2ml	桔黄色帽管		辅助诊断丙型肝炎。	
其他项目	1	毒品测定(吗啡 冰毒 摆头丸)	胶体金法	随机尿 10ml	尿管	14:00前收到标 本，当天16:30 出报告	毒品的监测及鉴定。	

检验医学科-检验项目手册

一级菜单	二级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
定量免疫	感染免疫	1	术前八项(HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb HIV-Ag/Ab HCV-Ab TP-Ab)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	辅助诊断乙肝、丙肝、梅毒，艾滋病的初筛。	
		2	乙肝二对半定量测定(HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		判断慢性乙型肝炎活动性或非活动性，反映病毒感染的状态，人群乙肝疫苗注射效果的判断等。	
		3	乙肝三对定量测定(HBsAg HBsAb HBeAg HBeAb HBcAb HBc-IgM)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		判断慢性乙型肝炎活动性或非活动性，反映病毒感染的状态，并对乙肝治疗后效果进行判定及人群乙肝疫苗注射效果的判断等。	
		4	乙型肝炎表面抗原定量测定(HBsAg)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		辅助诊断乙型肝炎。	
		5	丙型肝炎抗体定量测定(HCV-Ab)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		辅助诊断丙型肝炎。	
		6	梅毒螺旋体抗体测定(TP-Ab)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		辅助诊断梅毒。	
		7	人免疫缺陷病毒Ag/Ab测定(HIV-Ag/Ab)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		艾滋病的初筛。	
		8	术前三项(HIV-Ag/Ab HCV-Ab TP-Ab)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		辅助诊断丙肝、梅毒，艾滋病的初筛。	
定量免疫	甲状腺/甲状旁腺/性腺激素	1	甲功3项(FT3 FrT4 TSH)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	辅助诊断甲状腺相关疾病和治疗监测指标。	
		2	甲功5项(T3 T4 FT3 FrT4 TSH)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		判断甲状腺功能，辅助诊断甲状腺相关疾病。	
		3	甲功7项(T3 T4 FT3 FrT4 TSH aTG aTPO)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		判断甲状腺功能，辅助诊断甲状腺相关疾病。	
		4	自身免疫性甲状腺炎2项(aTG aTPO)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		自身免疫性甲状腺疾病、慢性淋巴细胞甲状腺炎(桥本氏病)明显阳性，甲亢、甲减亦可呈阳性。	
		5	促甲状腺激素测定(TSH)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		原发、继发甲低及甲亢诊断。	
		6	全段甲状旁腺激素测定(iPTH)	化学发光法	静脉血 2ml	紫色帽管	每周一、三、五检测, 14:00前收到标本, 16:30出报告	甲状旁腺机能，钙磷代谢研究。	
		7	性激素6项(PRL FSH LH E2 PRGE TSTO)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		闭经、性早熟、妊娠、不孕、不育、泌乳素瘤等疾病观察指标。	
		8	性激素5项(FSH LH E2 PRGE TSTO)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		闭经、性早熟、妊娠、不孕、不育等疾病观察指标。	
		9	人绒毛膜促性腺激素测定(HCG)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		早孕、异常妊娠、葡萄胎、睾丸肿瘤等疾病的诊断，监护先兆流产，人流效果判断等。	
定量免疫	甲状腺/甲状旁腺/性腺激素	10	孕酮测定(PRGE)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	月经周期、妊娠、葡萄胎等监测指标。	
		11	睾酮测定(TSTO)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		男性性功能、性早熟、两性畸形，女性男性化、肿瘤的诊断。	
		12	雌二醇测定(E2)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		月经紊乱、性早熟、异常妊娠。	
		13	游离型雌三醇测定(uE3)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管	每周二、五检测, 8:00前收到标本, 16:30出报告	连续监测孕妇血清雌三醇，可用于高危妊娠的监护，如果雌三醇含量持续下降，提示胎盘功能严重不良，常出现宫内胎儿生长迟缓、先兆子痫、胎儿先天畸形、葡萄胎、宫内死胎等。	
		14	泌乳素测定(PRL)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		垂体功能、肿瘤、药物、不孕症的研究。	
		15	促黄体生成素测定(LH)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		检查下丘脑-垂体-卵巢功能、闭经、不孕、男性不育症等。	
		16	促卵泡刺激素测定(FSH)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		检查下丘脑-垂体-卵巢功能、闭经、不孕、男性不育症等。	
	肿瘤标志物	1	女性肿瘤标志物6项(AFP CEA CA125 CA153 CA199 FER)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
		2	男性肿瘤标志物6项(AFP CEA CA125 CA199 PSA cPSA)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
定量免疫	肿瘤标志物	3	男性肿瘤标志物7项(AFP CEA CA125 CA199 PSA cPSA FER)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
		4	消化系统肿瘤4项(AFP QEA CA125 CA199)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		消化系统肿瘤的辅助诊断及鉴别诊断。	
		5	妇科肿瘤4项(CEA CA125 CA153 HCG)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		妇科肿瘤的辅助诊断及鉴别诊断。	
		6	肿瘤标志物3项(AFP CEA FER)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
		7	前列腺癌2项(PSA cPSA)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		前列腺癌的诊断及鉴别诊断。	
		8	乳腺癌3项(CEA CA125 CA153)	化学发光法	静脉血 5ml	红色帽管		乳腺肿瘤的辅助诊断及鉴别诊断。	
		9	浆膜腔积液4项(AFP CEA FER CA125)	化学发光法	积液3ml	无菌试管		肿瘤的普查诊断及鉴别诊断。	
		10	甲胎蛋白测定(AFP)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		原发性肝癌的诊断，疗效、预后监测，畸胎瘤及胎儿畸形的诊断。	
		11	癌胚抗原测定(CEA)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		乳腺、肺、胃、结肠、直肠及胰胆肿瘤等的诊断和治疗，复发监测、判断预后。	
		12	糖蛋白抗原125测定(CA125)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		卵巢、子宫内膜、肝、肺、结直肠、胃癌的诊断和治疗监测。	
定量免疫	肿瘤标志物	13	糖蛋白抗原153测定(CA153)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	诊断乳腺癌和转移乳腺癌，辅助诊断卵巢癌、肺癌。	
		14	糖蛋白抗原199测定(CA199)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		胰腺癌、胆道恶性肿瘤诊断及胃肠道肿瘤的诊断和疗效监测。	
		15	前列腺特异性抗原测定(PSA)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		用于前列腺癌的诊断及鉴别诊断。	
		16	复合前列腺特异抗原测定(cPSA)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		用于前列腺癌的诊断及鉴别诊断。	
		17	血清铁蛋白测定(FER)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		用于缺铁性贫血诊断，肿瘤辅助诊断。	
		1	糖尿病2项(INS C-P)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病诊断治疗监测。	
		2	C-肽测定(C-P)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型，预防糖尿病，评估β细胞活性，监测胰腺手术疗效。不受外来胰岛素影响。	
		3	C-肽测定(C-P)(0.5H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		4	C-肽测定(C-P)(1H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		5	C-肽测定(C-P)(2H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
定量免疫	胰腺激素/BNP/唐氏筛查	6	C-肽测定(C-P)(3H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管	14:00前收到标本, 当天16:30出报告	糖尿病分型。	
		7	胰岛素测定(INS)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		空腹低血糖糖尿病分型，评估β细胞活性，研究胰岛素抵抗。	
		8	胰岛素测定(INS)(0.5H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		9	胰岛素测定(INS)(1H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		10	胰岛素测定(INS)(2H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		11	胰岛素测定(INS)(3H)	化学发光法	静脉血 3ml	红色帽管		糖尿病分型。	
		12	B型钠尿肽测定(BNP)	化学发光法	静脉血 2ml	紫色帽管		辅助诊断心力衰竭。	
定量免疫	胰腺激素/BNP/唐氏筛查	13	唐氏综合征筛查(中期)	化学发光法	静脉血 4ml	黄色帽分离胶促凝管	五个工作日后来妇产科护士站取报告	用于对孕中期妊娠妇女唐氏综合征(21三体综合征)、爱德华综合征(18三体综合征)和神经管缺陷(NTD)的风险评估。	
		14	唐氏综合征筛查(早期)	化学发光法	静脉血 4ml	黄色帽分离胶促凝管		用于对孕早期妊娠妇女唐氏综合征(21三体综合征)、爱德华综合征(18三体综合征)的风险评估。	
定量免疫	高血压	1	高血压五项(ALD AII ACTH COR Renin)	化学发光法	紫帽:静脉血2ml 白帽:静脉血3ml	紫色帽EDTA抗凝管 白色帽专用管		高血压诊断，分型等应用。	
		2	高血压三项(ALD AII Renin)	化学发光法	紫帽:静脉血2ml 白帽:静脉血3ml	紫色帽EDTA抗凝管 白色帽专用管		高血压诊断，分型等应用。	
		3	高血压二项(COR ACTH)	化学发光法	静脉血 2ml	紫色帽EDTA抗凝管		高血压诊断，分型等应用。	

检验医学科-检验项目手

级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
外送检验	1	★皮质醇(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第2个工作日	判断肾上腺皮质功能。	
	2	★贫血三项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		贫血诊断、肿瘤辅助诊断。	铁蛋白、叶酸、VB12
	3	★生长激素GH(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		垂体腺瘤，巨人症，侏儒症，肢端肥大症诊断及糖尿病。	
	4	★高血压四项(金域)	外送检验	静脉血5ml	紫色帽管	第3个工作日	高血压诊断、分型等应用。	AI(37℃)、AI(4℃)、PRA、ALD
	5	★高血压五项(金域)	外送检验	静脉血5ml	紫色帽管		高血压诊断、分型等应用。	AI(37℃)、AI(4℃)、PRA、ALD、Ang II
	6	★高血压八项(金域)	外送检验	静脉血5ml	紫色帽管		高血压诊断、分型等应用。	AI(37℃)、AI(4℃)、ALD、Ang II、PRA、ACTH、COR
	7	★高血压全面评估(金域)	外送检验	静脉血2ml	紫色帽管		高血压诊断、分型等应用。	ALD、Ang II、PRA、ACTH、COR
	8	★不孕不育抗体五项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	辅助诊断免疫性不孕。	EnAb、ACA、AsAb、AoAb、AHCgAb
	9	★重型肝炎病毒抗体IgG(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		辅助诊断重型肝炎。	
	10	★戊型肝炎抗体二项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		辅助诊断戊型肝炎。	HEV-IgM、HEV-IgG
外送检验	11	★血管炎两项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第3个工作日	系统性血管炎、炎症性肠病等疾病的诊断。	ANCA-MPO、ANCA-PR3
	12	★血管炎五项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		系统性血管炎、炎症性肠病等疾病的诊断。	P-ANCA、C-ANCA、ANCA-MPO、ANCA-PR3、ACA
	13	★抗环瓜氨酸肽抗体(定性)(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		类风湿关节炎的特异性标记物，早期诊断及监控类风湿关节炎。	
	14	★甲型肝炎病毒抗体IgM(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第4个工作日	辅助诊断甲型肝炎。	
	15	★优生五项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		辅助诊断TORCH病原微生物感染。	TORCH-IgM
	16	★优生十项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		辅助诊断TORCH病原微生物感染。	TORCH-IgM、IgG
	17	★肺炎衣原体抗体二项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第3个工作日	辅助诊断肺炎衣原体感染。	CP-IgM、IgG
	18	★抗角蛋白抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		主要见于类风湿性关节炎患者，高抗体滴度可能预示。	
	19	★促甲状腺素受体抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		甲亢治疗监测指标。	
	20	★腺病毒抗体IgM(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第4个工作日	辅助诊断腺病毒感染。	
	21	★人类白细胞分化抗原B27筛查(金域)	外送检验	静脉血2ml	紫色帽管		辅助诊断强直性脊椎炎，Reiter's综合症，银屑病性关节炎，葡萄膜炎和虹膜睫状体炎。	
外送检验	22	★肝吸虫IgG抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第2个工作日	用于肝吸虫感染的诊断。	
	23	★性激素结合球蛋白(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		用于鉴别诊断女性多毛症及男性化，多囊卵巢综合症。	
	24	★硫酸去氢表雄酮(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		女性多毛症及男性化，多囊卵巢综合症。	
	25	★肺癌抗原相关二项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第2个工作日	小细胞/非小细胞肺癌的诊断和鉴别诊断。	NSE、CF21-1
	26	★恶性肿瘤特异生长因子(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		用于肿瘤普查。	
	27	★糖类抗原CA72-4(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		胃癌、直肠癌肿瘤的诊断治疗，随访监测。	
	28	★类胰岛素样生长因子-1(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第3个工作日	用于儿童发育身材矮小、侏儒症的诊断与研究。	
	29	★钩端螺旋体抗体IgG(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		辅助钩端螺旋体感染引起的疾病。	
	30	★地高辛(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		及时了解充血性心力衰竭治疗过程中是否用地高辛对于诊断苯妥英钠中毒、慢性中毒、监测苯妥英钠浓度，制定合理的剂量对于防止药物中毒，了解药物的生物利用度，制定治疗方案。	
	31	★苯妥英钠(大仑丁)(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第2个工作日	地高辛治疗监测。	
	32	★苯巴比妥(鲁米那)(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		对于防止药物中毒，了解药物的生物利用度，制定治疗方案。	
外送检验	33	★卡马西平(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第2个工作日	对于治疗癫痫，其血药浓度与疗效及主要的不良反应有关，服用相同剂量的患者所达到的血药浓度悬殊，个体差异大，加之卡马西平血药浓度有利于合理用药。	
	34	★氯茶碱(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		辅助诊断免疫性不孕。	
	35	★抗精子抗体定量(金域)	外送检验		红色帽管		运用风险评估软件结合年龄、体重、身高、孕周、吸烟史、糖尿病史等资料。	
	36	★唐氏综合征I期产前筛查(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第7个工作日	1. 封闭抗体缺乏是反复自然流产(RSA)患者重要的免疫学病因。用于淋巴细胞免疫治疗患者疗效判断。男方检测无意义。 2. 封闭抗体检测仅应用于反复自然流产的患者，封闭抗体检测阴性的PSA患者。	
	37	★封闭抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		辅助诊断免疫性不孕。	
	38	★抗子宫内膜抗体(金域)	外送检验	静脉血2ml	红色帽管		辅助诊断EB病毒感染。	
	39	★EB病毒壳抗原IgA抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第4个工作日	总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
外送检验	40	★EB病毒壳抗原IgM抗体(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		户尘螨、蟑螂、狗毛、烟曲霉、花生、鸡蛋、牛奶、虾。	
	41	★丁型肝炎两项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		用于过敏原筛查。	
	42	★风疹病毒IgM抗体(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		户尘螨、蟑螂、狗毛、烟曲霉、花生、蟹、虾。	
	43	★风疹病毒IgG抗体(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		用于过敏原筛查。	
	44	★丙戊酸(德巴金)(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		户尘螨、蟑螂、狗毛、烟曲霉、花生、蟹、虾。	
	45	★万古霉素(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	46	★抗苗勒管激素检测(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	47	★肝纤四项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管	第4个工作日	总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	HA、LN、IV-C、PIIINP
	48	★肝纤五项(金域)	外送检验	静脉血3ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	HA、LN、IV-C、PIIINP、CG
	49	★总IgE检测(金域)	外送检验	静脉血2ml	红色帽管	第2个工作日	总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	50	★过敏原三项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
外送检验	51	★儿童鼻炎/哮喘过敏原组合(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	52	★成人鼻炎/哮喘过敏原组合(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	53	★巨噬细胞炎性蛋白酶(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	54	★特异性皮炎/湿疹/荨麻疹过敏原组合(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
外送检验	55	★过敏原儿科自选套餐(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	56	★脱敏组合(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
	57	★食物特异性IgE检测7项(普通筛组合)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		总IgE、牛奶、鸡蛋、黄豆、花生、鳕鱼、小麦混合、粉尘、户尘、粉尘螨、蟑螂混合。	
外送检验	58	★食物特异性IgG检测14项(水果组合)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	西瓜、哈密瓜、榴莲、芒果、牛肉、艾蒿、蟹、鳕鱼、菠萝、柚子、橘子、苹果、桃、香蕉、葡萄、草莓、蓝莓、橄榄。	
	59	★食物特异性IgG检测7项(海鲜组合)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		西瓜、橘子、苹果、桃、香蕉、葡萄、草莓、蓝莓、橄榄。	
	60	★食物特异性IgG检测14项(经典组合)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		西瓜、橘子、苹果、桃、香蕉、葡萄、草莓、蓝莓、橄榄。	
外送检验	61	★过敏原吸入-食物组28项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	西瓜、哈密瓜、榴莲、芒果、牛肉、艾蒿、蟹、鳕鱼、菠萝、柚子、橘子、苹果、桃、香蕉、葡萄、草莓、蓝莓、橄榄。	
	62	★过敏原吸入-食物组19项(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		西瓜、橘子、苹果、桃、香蕉、葡萄、草莓、蓝莓、橄榄。	
外送检验	63	★戊型肝炎病毒抗体IgM(金域)	外送检验	静脉血2ml	红色帽管	第3个工作日	增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：增高：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	
	64	★戊型肝炎病毒抗体IgG(金域)	外送检验	静脉血2ml	红色帽管		增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	
	65	★弓形虫IgE抗体(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管	第4个工作日	增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	
	66	★弓形虫IgG抗体(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	
	67	★结核感染T细胞斑点实验(金域)	外送检验	静脉血5ml	绿色帽管	第4个工作日	阳性说明可能有抗结核病综合征，主要表现为反复发作的血沉增快状态，血栓。	
	68	★抗心肌坏死抗体(金域)	外送检验	静脉血5ml	红色帽管		阴性说明可能有抗结核病综合征，主要表现为反复发作的血沉增快状态，血栓。	
	69	★促肾上腺皮质激素(金域)	外送检验	静脉血3ml	紫色帽管	第2个工作日	垂体-肾上腺功能判断。	
	70	★儿茶酚胺(金域)	外送检验	静脉血4ml	紫色帽管		增高：增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	
	71	★24h尿儿茶酚胺	外送检验	24小时尿液(最少5mL)	尿管	第3个工作日	增高：增加：嗜酸性粒细胞、交感神经纤维瘤、心肌梗塞、原发性高血压等。降低：降低：见于儿童佝偻病和成年人的骨质病等。心脏病、肺病、癌症、糖尿病、高血脂、精神分裂症等。	

检验医学科-检验项目手册

一级菜单	二级菜单	序号	组套名称	检测方法	标本	容器	报告时间	临床应用	备注
附录 其他外送检验	北京和合 (010-64261530)	1	维生素A分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素A分型及血清浓度监测。	
		2	维生素E分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素E分型及血清浓度监测。	
		3	维生素D分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素D分型及血清浓度监测。	
		4	维生素A、E分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素A、E分型及血清浓度监测。	
		5	维生素A、D分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素A、D分型及血清浓度监测。	
		6	维生素A、B、D分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素A、D、E分型及血清浓度监测。	
		7	维生素K1分型及血清浓度测定	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	维生素K1分型及血清浓度监测。	
		8	血清肉碱测定(总肉碱、游离肉碱)	色谱法	静脉血2ml	红色帽管	第5个工作日	血清药物浓度监测。	
		9	同型半胱氨酸	色谱法	静脉血2ml	紫色帽管	第5个工作日	冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的独立危险程度指标。	
		10	无创胎儿染色体非整倍体产前检测(无创DNA产前检测)	高通量测序法	静脉血10ml	专用采血管	第12个工作日	诊断胎儿21-三体综合征(唐氏综合症)、18-三体综合征(爱德华氏综合症)、13-三体综合征(帕陶氏综合症)。	贝瑞和康
		11	血代谢物检测52项	串联质谱分析技术	静脉血	专用采集管	出报告后由瑞康公司通知医生	游离脂肪酸89项、血清各类氨基酸35项、营养代谢功能测定。	
		12	尿代谢物检测126项	气相色谱-质谱分析技术	尿液	专用采集管	出报告后由瑞康公司通知医生	β-羟基丁酸、游离脂肪酸48项、同型半胱氨酸、尿酸、各类氨基酸23项、香草苦杏仁酸、营养代谢功能测定。	中山瑞康